


PAPIERS THERMIQUES POUR ECG GIMA - UTILISABLES AVEC DIFFÉRENTES MARQUES D'ECG



Code	FABRICANT ECG ET MODÈLE	Type	Largeur mm	Longueur m	Feuille	Marqueur	Grille*	Comm. min.
32951	ASPEL Ascard A4, B56, Mr. Blue, Mr. Silver 3 Topaz, grey, v.07.204, orange, red, v.07.303	rouleau	112	25	-	non	or/rouge	10
32996	Ascard B5 eco, Mr. Green, mint	rouleau	58	25	-	non	or/rouge	20
32952	Ascard, Mr. Gold, Gold/3	rouleau	210	25	-	non	or/rouge	5
32968	BIOCARE 101G	rouleau	50	20	-	non	or/rouge	20
32989	300G, 3010	rouleau	63	30	-	non	or/rouge	20
32969	IE3	rouleau	80	20	-	non	or/rouge	10
33002	3030, 6010	rouleau	112	27	-	non	or/rouge	10
32992	1200	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32962	1210, 1215	paquet	210	140	215	oui	or/rouge	10
33004	IE12, IE15	paquet	210	150	200	oui	or/rouge	10
32969	BIOLIGHT BLT, 1203A, E 30	rouleau	80	20	-	non	or/rouge	10
32966	E70, E80	paquet	210	295	150	oui	or/rouge	1
32950	BIONET Cardiocare/Cardiotouch	rouleau	215	25	-	non	or/rouge	5
32969	BIOSET-HORMAN 3800	rouleau	80	20	-	non	or/rouge	10
33050	Bioset 3600/3601/3700	paquet	110	100	200	oui	or/rouge	10
33051	Bioset 8000 - 8100 - 9000 - 9100	paquet	210	150	400	oui	or/rouge	5
32996	BTL BTL 08/MT, 08/MD, 08/MD3	rouleau	58	25	-	non	or/rouge	20
32953	08 MT, MD	rouleau	112	23	-	non	or/rouge	10
32952	BTL 08/LC, 08/LT	rouleau	210	25	-	non	or/rouge	5
32954	BURDICK Atria 3100/6100, quest	paquet	210	300	200	oui	or/rouge	1
32955	CARDIOLINE Elan 100	paquet	112	100	300	oui	or/rouge	25
32956	Delta 1 plus	paquet	60	100	300	oui	or/rouge	25
32957	Delta 1 plus	rouleau	60	30	-	non	or/rouge	20
32958	Delta 3 plus	paquet	112	100	300	oui	or/rouge	25
32959	Delta 30	rouleau	183	30	-	non	or/rouge	5
32960	Delta 60 plus	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32961	Elan 2100, Delta 612	paquet	210	280	200	oui	or/rouge	1
33053	ECG 100+	paquet	100	150	200	oui	or/rouge	10
33054	AR/2100 (VIEW/ADV) - 66010042	paquet	210	140	200	oui	or/rouge	8
33055	ECG 200+	paquet	210	295	180	oui	or/rouge	1
32963	CAREWELL ECG-1101B, 1101C, 1101G	rouleau	50	25	-	non	or/rouge	20
33025	ECG-1103B, 1103G, 1103L	rouleau	63	30	-	non	or/rouge	20
33058	ECG-1103GW, 1103LW	rouleau	80	30	-	non	or/rouge	10
33059	ECG-1106G, 1106L	rouleau	112	25	-	non	or/rouge	10
32950	ECG-1112L, 112M, T/12	rouleau	215	25	-	non	or/rouge	5
32969	COMEN CM300	rouleau	80	20	-	non	or/rouge	10
32965	CM600	rouleau	110	20	-	non	or/rouge	20
32992	CM 1200 A/B	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32966	CM 1200 A/B	paquet	210	295	150	oui	or/rouge	1
32968	CONTEC 90A, 100G	rouleau	50	20	-	non	or/rouge	20
32969	300G, 300GT	rouleau	80	20	-	non	or/rouge	10
32970	600G	rouleau	110	20	-	non	or/rouge	10
32967	1200, 1201	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32963	DIMED LTD400	rouleau	50	25	-	non	or/rouge	20
32996	LTD410, Heartscreen 60G	rouleau	58	25	-	non	or/rouge	20
32964	LTD405S, LTD405W, LTD415 Heartscr. 80G	rouleau	80	25	-	non	or/rouge	10
32951	LTD418, Heartscreen 112	paquet	112	25	-	non	or/rouge	10
32965	LTD440, LTD445/S	rouleau	110	140	143	oui	or/rouge	20
32960	LTD450, LTD455/S, LTD455/W	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32966	LTD450, LTD455/S, LTD455/W	paquet	210	295	150	oui	or/rouge	1
32963	EDAN SE-1	rouleau	50	25	-	non	or/rouge	20
32964	SE-3	rouleau	80	25	-	non	or/rouge	10
32965	SE-601	paquet	110	140	143	oui	or/rouge	20
32966	SE-6, 12, 1200 EXP	paquet	210	295	150	oui	or/rouge	1
32960	SE-6, 12, 1200 EXP	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32962	SE/1201	paquet	210	140	215	oui	or/rouge	10
32971	ELETTRONICA TRENTINA/CARDIETTE/CARDIOLINE Autoruler 12/1, comp. 1x12	rouleau	50	30	-	oui	bleu	20
32972	Start 100	rouleau	130	27	-	oui	bleu	10
32973	AR 600	rouleau	60	15	-	oui	bleu	25

*or/rouge: la grille peut être orange ou rouge

Code	FABRICANT ECG ET MODÈLE	Type	Largeur mm	Longueur m	Feuille	Marqueur	Grille*	Comm. min.
32977	AR 600 Adv	paquet	60	75	250	oui	bleu	25
32974	AR 1200	rouleau	120	18	-	oui	bleu	10
32978	AR 1200 (View/Adv)	paquet	120	100	300	oui	bleu	10
32975	Daedalus, AR2100	rouleau	210	20	-	oui	bleu	5
32976	Daedalus, Start 200, AR2100	paquet	210	150	200	oui	bleu	8
32980	ESAOTE BIOMEDICA P 80 base	rouleau	90	28	-	non	or/rouge	10
32981	P 80 base	rouleau	90	70	400	oui	or/rouge	25
32982	P 80 Power, P 80 SIX	paquet	210	280	215	oui	or/rouge	1
32983	P8000 base	paquet	80	70	300	oui	or/rouge	20
32984	P8000 Power	paquet	210	280	200	oui	or/rouge	1
32985	Archimed 4240, Archiwin	paquet	210	300	200	oui	or/rouge	1
32986	Personal 120	paquet	126	150	170	oui	blanc	20
32987	My Cardiopad base	paquet	114	90	200	oui	or/rouge	20
33040	Esote my Cardiopad 2157036	paquet	210	140	180	oui	or/rouge	5
32988	FUKUDA ME - FUKUDA DENSHI 501A, FX121, FCP-500, OP18TE	rouleau	50	30	-	non	or/rouge	20
32989	FCP15, FCP11, OP110TE, OP119TE	rouleau	63	30	-	non	or/rouge	20
32994	FCP2101, 2155, FX 2111, CASE10, FCP 7101, FX 7102	rouleau	145	30	-	non	or/rouge	10
32990	OP358TE, FCP/131, FX3010, FX3101, FX-8822	rouleau	145	30	-	non	or/rouge	10
32991	OP 111 TE, OP 115 TE, FX102	paquet	50	75	400	oui	or/rouge	20
32992	OP 112 TE, FX2111, FX 7101, FX7102, FCP 2201 G	paquet	63	75	400	oui	or/rouge	25
32992	FCP231, OP69TE, FX7402, FX7542, FX 8322	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32993	OP382TE, FX-3010, FX-8222	paquet	145	75	400	oui	or/rouge	10
32965	OP222TE, FX7202	paquet	110	140	143	oui	or/rouge	20
32996	GIMA Cardiogima 1M, 3M	rouleau	58	25	-	non	or/rouge	20
32953	Cardiogima 6M, colour	rouleau	112	23	-	non	or/rouge	10
32950	Cardiogima 12, 12M	rouleau	215	25	-	non	or/rouge	5
32999	HEWLETT PACKARD Page Writer 100/200, M1709A, M2483A	paquet	210	300	200	trou	or/rouge	1
32988	40453 A, 43120	rouleau	50	30	-	non	or/rouge	20
32996	INNOMED HearthMirror IKO 3, HeartScreen 60 IKO, 60 G	rouleau	58	25	-	non	or/rouge	20
32964	HeartScreen IKO 80G-L, 80C-L	rouleau	80	25	-	non	or/rouge	10
32953	HeartScreen 112 C-D	rouleau	112	23	-	non	or/rouge	10
33002	KENZ - SUZUKEN Cardico 302/601	rouleau	112	27	-	non	or/rouge	10
33003	Cardico 302/601	paquet	112	90	200	oui	or/rouge	20
32960	Kenz-Cardico 1210, 1211	rouleau	210	30	-	non	or/rouge	5
32988	103, R50-30R, TEC 8300	rouleau	50	30	-	non	or/rouge	20
33010	MARQUETTE - HELIGE - GE MAC PC	rouleau	108	23	-	non	or/rouge	10
33011	Case 10-12-15, MAC 3000-5000	rouleau	215	280	300	trou	or/rouge	1
32966	Cardiosmart, MAC 1200/1600	paquet	210	295	150	oui	or/rouge	1
33012	MAC 400, MAC 600	paquet	80	90	280	oui	or/rouge	25
33013	MAC 800	paquet	110	140	200	oui	or/rouge	25
33014	MINDRAY Beneheart R3	rouleau	80	20	-	non	or/rouge	10
33016	Beneheart R3	paquet	80	70	200	oui	or/rouge	25
32966	BeneHeart R12	paquet	210	295	150	oui	or/rouge	1
33017	MORTARA Eli 50	paquet	50	70	200	oui	or/rouge	25
33010	Eli 100	rouleau	108	23	-	non	or/rouge	10
33019	Eli 210, 250, 280, 350, 380	rouleau	210	300	250	oui	or/rouge	1
33020	Eli 150	paquet	108	140	200	oui	or/rouge	25
33021	Eli 230	rouleau	210	20	-	non	or/rouge	5
33025	NIHON KOHDEN CARDIOFAX 8110, 9620, 1150K	rouleau	63	30	-	non	or/rouge	20
33026	Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022	paquet	210	140	215	oui	or/rouge	10
32962	Cardio-fax GEM/1250/1950, ECG-9010/9020/9022	paquet	210	140	215	oui	or/rouge	10
33027	GEM 9010, 9020, 9022, 1250, 1950	paquet	110	140	143	oui	blanc	20
33028	1500, 1550, 9110, 9130, 9132, 9320, 2250	paquet	210	295	170	oui	blanc	1
32998	PHILIPS Page Writer TC/10	rouleau	110	25	-	non	or/rouge	10
32999	Page Writer TC/50 - TC/70	paquet	210	300	200	trou	or/rouge	1
32997	Touch, TRIM I / II / III, Page Writer TC/20, TC/30	paquet	210	300	100	trou	or/rouge	1
32953	PROGETTI EPG 612	rouleau	112	23	-	non	or/rouge	10
32996	EPG Basik-pocket	rouleau	58	25	-	non	or/rouge	20
33037	SCHILLER AT 1, AT 4	paquet	90	90	390	oui	vert	25
32982	AT 2, CS 200	paquet	210	280	215	oui	or/rouge	1
33038	AT 10	paquet	210	140	250	oui	vert	10
32983	AT 101	paquet	80	70	300	oui	or/rouge	20
32984	AT 102	paquet	210	280	200	oui	or/rouge	1
33039	AT110, AT 10 Plus, AT 2 Plus	paquet	210	140	150	oui	vert	5
32987	Cardiopad, MS 2010	paquet	114	90	200	oui	vert	20
33040	Esote my Cardiopad 2157036	paquet	210	140	180	oui	or/rouge	5
32990	SIEMENS Cardiostat 1	paquet	50	75	400	oui	or/rouge	20
32991	Cardiostat 11	paquet	63	75	400	oui	or/rouge	25
32989	TRISMED Cardipia 201N	rouleau	63	30	-	non	or/rouge	20
33046	Cardipia 400, 406RS	rouleau	110	30	-	non	or/rouge	25
33047	Cardipia 800, 812RS	rouleau	215	30	-	non	or/rouge	5